



Quanser Controls Board: Краткое руководство к началу работы с платой для изучения принципов автоматического управления

ШАГ 1 Необходимое оборудование

Чтобы начать установку платы Quanser Controls Board, соберите следующие аппаратные средства и ПО:



- 1. Плата Quanser Controls Board
- 2. Инерционная нагрузка
- 3. Вращающийся маятник
- 4. Станция NI ELVIS III
- 5. Блок питания станции NI ELVIS III
- 6. Кабель USB-C

Примечание: VI, относящиеся к данному руководству, а также студенческая и преподавательская версия методических материалов доступны для загрузки по адресу www.ni.com/teach/controls.

ШАГ 2 Инсталляция LabVIEW[™]и модулей расширения

Убедитесь, что у вас установлены нижеследующие версии LabVIEW™ и необходимые модули расширения.

LabVIEW[™]2018 и выше
 NI ELVIS III Toolkit

- 3. LabVIEW[™] Real-Time Module
- 4. LabVIEW[™] Control Design & Simulation

Примечание: ПО и документация по NI ELVIS III доступны для загрузки: www.ni.com/academic/download

ШАГ 3 Подготовка аппаратуры к работе

Для подготовки платы Quanser Controls Board к работе следуйте указаниям ниже. За полной и подробной информацией обратитесь к руководству пользователя.



Пользователям инерционной нагрузки: Если на вашей плате есть только инерционная нагрузка, присоедините модуль нагрузки к основанию опоры, совместив четыре магнита нагрузки с магнитами опоры. Инерционная нагрузка должна прикрепиться к основанию.

Пользователям дополнительного маятника: Если на вашей плате есть дополнительный вращающийся маятник, присоедините его к основанию опоры, совместив четыре магнита маятника с магнитамиопоры. Маятник должен прикрепиться к основанию. Затем подключите кабель данных энкодера маятника к разъему энкодера маятника.









ШАГ 4 Протестируйте плату Quanser Controls Board

Откройте в LabVIEW файл проекта (*.lvproj), включенный в пакет ресурсов для быстрого начала работы, доступ к нему на сайте ni.com/teach/controls. Убедитесь, что целевым устройством является NI ELVIS III с IP адресом 172.22.11.2.





При использовании дополнительного маятника:

Плечо маятника будет поворачиваться вперед и назад, отслеживая заданное положение, в то время как сам маятник будет совершать свободные гармонические колебания.

Будут отображаться графики напряжения на двигателе и сигнал с энкодера, как показано здесь.





НЕИСПРАВНСТИ	Прежде, чем обращаться к инженерам технической поддержки, ознакомьтесь со следующими рекомендациями.
Появляются сообщения 'VI Missing'	 Убедитесь, что установлены требуемые модули расширения LabVIEW (см. ШАГ 2 руководства). Убедитесь, что установлена правильная версия LabVIEW (Станция ELVIS III совместима только с LabVIEW 2018 или выше).
Светодиод питания платы не светится	 Убедитесь, что разъем PCI платы Quanser Controls Board правильно подключен к ответной части разъема NI ELVIS III. Убедитесь, что выключатель питания на задней панели NI ELVIS III включен.
	 Убедитесь, что выключатель питания платы на верхней панели станции NI ELVIS III включен.

ЕЩЕ НУЖНА ПОМОЩЬ? Для получения дополнительной помощи посетите сайт ni.com/support